



Forever Health Medical Instrument Ltd.

永健醫療器材有限公司

since 2001



九龍新蒲崗五芳街27-29號永濟工業大廈12樓C座

永健醫療

foreverhealthhk

foreverhealth.com.hk



# PARI BOY Classic 藥物化霧機

## 治療 4 歲及以上患者急性和慢性呼吸道疾病的全能設備

### 特點:

#### 2.5 毫升吸入溶液

- ✓ 吸入時間少於 5 分鐘

#### PARI LC SPRINT 霧化器

- ✓ 即使吸入時間很短也能實現有效的肺部沉積

#### 堅固耐用的壓縮機

- ✓ 維護少，使用壽命長。

#### 可透過 PIF 控制

- ✓ 整合訓練工具可幫助患者學習有效的吸入技術

### 規格:

- 可吸入藥物輸送速率 (RDDR)\*: 99  $\mu\text{l}/\text{分鐘}$
- 平均粒子尺寸(MMAD): 3.8  $\mu\text{m}$
- 質量百分比少於5 $\mu\text{m}$ : 62%
- 壓力: 1.6 bar      - 運作音量: 54 dB(A)
- 電源: 交流電      - 重量: 1.7kg
- 尺寸: 18.5(W) x 15(D) x 13(H)cm
- 產品編號: 130G1204

#### 配合最新處方藥物

**OHTUVAYRE® (ensifentrine)**  
適合於慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者



- ✓ 獲“香港藥物辦公室”批准使用於慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者
- ✓ 每次療程5-7分鐘可完成
- ✓ 有助於放鬆氣道周圍的肌肉，減少炎症，使患者在呼吸時更順暢。

### 用途

- ✓ 藥物霧化/濕潤氣切造口(喉嚨造口)

### 可用於治療

- ✓ 氣管哮喘、過敏性哮喘和急性或慢性支氣管炎、細支氣管炎 (兒科) 等疾病

### 適合人士

- ✓ 4歲或以上

### 適用藥物類型

- ✓ 生理鹽水、哮喘藥物、抗生素藥物等等



德國製造  
Made in Germany



SCAN ME  
想知更多




#### 由可吸入藥物遞送率(RDDR) 客觀衡量效率

$$* \text{RDDR} = \text{可吸入藥物遞送率} = \text{可吸入微粒比例(RF)} \times \text{霧化微粒輸出率(AOR)}$$

#### The Respirable Drug Delivery Rate (RDDR):


- Describes the respirable dose per minute (particles < 5  $\mu\text{m}$ ) 即每分鐘有多少微粒能夠真正到達肺部的藥物劑量 (微粒直徑 < 5  $\mu\text{m}$ )
- Objective parameter for the efficiency of an inhalation system 即霧化器輸出霧化微粒效率

#### 低RDDR



每分鐘進入肺部的活性物質較少

#### There are major differences in the efficiency of nebuliser systems



Source: Modified from Fischer R, et al., DRUG DELIVERY TO THE LUNGS – Edinburgh 2022, 33rd International Conference, Conference Papers, VOLUME 33, December 2022, pages 494-497

#### 高RDDR



每分鐘進入肺部的活性物質更多

# 推廣價

# \$2950

(不包含任何藥物)

查詢熱線

2770 9922

2770 9090

VER.1

P-2026-004

05/2026

## 永健醫療器材有限公司

地址：九龍新蒲崗五芳街27-29號永濟工業大廈12樓C座  
(入口: 停車場內電梯上)

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 16:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



永健醫療



foreverhealth.com.hk



foreverhealthhk



## 購買後提貨點: 金域檢驗(香港)有限公司

客戶購買後可到  
以下採血中心提貨

### 中環採血中心和實驗室

地址：香港中環德輔道中48-52號裕昌大廈3樓302室

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



 SCAN ME

### 銅鑼灣採血中心

地址：香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心6樓607室

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



 SCAN ME

### 旺角採血中心

地址：香港九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心辦公樓  
1期8樓805室

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



 SCAN ME

### 尖沙咀採血中心

地址：九龍廣東道5號海洋中心12樓1224室

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



 SCAN ME

### 荃灣採血中心

地址：新界荃灣青山道264-298號南豐中心8樓813室

營業時間：星期一至星期五: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00  
星期六: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00  
星期日 & 公眾假期: 休息

聯絡電話：2770 9922



 SCAN ME